

Réponse1 :**PATIENT**

DONNES	TYPES	COMMENTAIRES	ANALYSE	COMPOSANT	METHODE	COMBOBOX/TEXTBOX
IdPatient	ENTIER(5) AUTO INCREMENT NOT NULL	Cet attribut représente l'identifiant du Patient, il doit contenir un code à 5 chiffres qui s'auto incrémente à chaque ajout.	Cet attribut est de type entier non nul constitué de 5 chiffres qui s'autoincrémente	Le composant associé est un TextBox qui n'accepte que des entiers	Saisie	TextBox1
BrasTrait	CHAINE NOT NULL	Cet attribut représente le bras de traitement (Gauche ou Droite)	C'est un attribut de type chaîne de caractère	Son composant est un ComboBox à deux options (Gauche ou Droite)	Choisir une option	ComboBox1
Sexe	CHAINE NOT NULL	Cet attribut représente le sexe du Patient (Masculin ou Féminin)	C'est un attribut de type chaîne de caractère non nulle	Son composant est un ComboBox à deux options (Masculin ou Féminin)	Choisir une option	ComboBox2
DateNais	DATE NOT NULL	Cet attribut représente la date de naissance du patient	Cet attribut est de type Date non nul	Son composant est un TextBox	Saisie	TextBox2
Taille	ENTIER(3) NOT NULL	Cet attribut représente la taille du patient, elle est fournie en Centimètre	De type entier non nul, celui-ci est la taille du patient.	Son composant est un TextBox	Saisie	TextBox3
Poids	ENTIER(3) NOT NULL	Cet attribut représente le poids du patient, il est fourni en Kilogramme	Représente le poids du patient, il est exprimé en Kilogramme.	Son composant est un TextBox	Saisie	TextBox4
ResTG	CHAINE	Cet attribut représente le résultat du test de grossesse (Positif, Négatif ou Non		Son composant est un ComboBox	Choix d'une option	ComboBox3

		Attribuable)				
GEpaisse	CHAINE	Cet attribut représente la présence de goutte épaisse (Positif ou Négatif)		Son composant est un ComboBox	Choix d'une option	ComboBox4
PStemie	ENTIER(6)	Cet attribut représente la présence de parasitémie chez le patient		Son composant est un TextBox	Choix d'une option	TextBox5
Spot_Sang	OUI / NON	Cet attribut représente la présence de spot sanguin (OUI / NON)		Son composant est un ComboBox	Saisie	ComboBox5
EIndes	OUI / NON	Cet attribut sert juste à savoir si le patient est atteint d'un événement indésirable.		Son composant est un ComboBox	Choix d'une option	ComboBox6

EVENEMENTS INDESIRABLES

DONNEES	TYPES	COMMENTAIRE	ANALYSE	COMPOSANT	METHODE	TEXTBOX/COMBOBOX
Medic	CHAINE(100) NOT NULL	Cet attribut représente le médicament pris par le patient.	Ceci est un attribut de type chaîne de caractère non nul composé d'au maximum 100 caractère non nul	TextBox	Saisie	TextBox1
DescrEI	CHAINE(100) NOT NULL	Cet attribut représente la description de l'événement indésirable.	Il est de type chaîne de caractères	TextBox	Saisie	TextBox2
Date_Debut	DATE NOT NULL	Cet attribut représente la date de début des événements indésirables	Représente la date de début de l'événement indésirable	TextBox en format jj/mm/aaaa	Saisie	TextBox3
Date_Fin	DATE NOT NULL	Cet attribut représente la date de fin des événements indésirables.	Représente la date de FIN de l'événement indésirable	TextBox en format jj/mm/aaaa	Saisie	TextBox4

Intensité	CHAINE	Cet attribut représente l'intensité de l'événement indésirables (LEGER, MODERE, SEVERE).	C'est un attribut de type chaîne de caractères symbolisant l'intensité de l'événement indésirable	ComboBox composé de trois options	Choisir une option	ComboBox1
Gravité	CHAINE	Cet attribut représente le niveau d'intensité de l'événement indésirables (GRAVE, NON GRAVE).	Représente le niveau de gravité de l'événement indésirable	Cobobox	Choix d'une option	ComboBox2
ActPriseEI	CHAINE	Cet attribut représente l'action entreprise à la suite du constat de l'événement indésirable (DOSE REDUITE, HOSPITALISATION, AUTRE MEDICAMENT, AUCUNE ACTION)	C'est de type chaîne de caractères définissant l'action menée une fois avoir constaté l'événement indésirable	ComboBox	Choix d'une option	ComboBox3
DevSuiteEI	CHAINE	Cet attribut représente les conséquences à la suite de l'événement indésirable (RESOLU, NON RESOLU, DECES, SEQUELLES, EN COURS DE RESOLUTION, INCONNU)	Il est de type chaîne de caractères représentant les conséquences à la suite de l'événement indésirable	ComboBox	Choix d'une option	ComboBox4
RelAvecTra it	CHAINE	Cet attribut représente la relation avec le traitement du patient (OUI, POSSIBLE, NON, NE SAIT PAS)	Il est de type chaîne de caractères représentant la relation avec le traitement du patient	ComboBox	Choix d'une option	ComboBox5

Réponse3 :

En ouvrant l'application une page d'accueil va s'afficher. Sur cette page on a quatre boutons de commande que sont :

1- « Cliquer ici pour afficher le formulaire des Patient »

En cliquant sur le bouton « Cliquer ici pour afficher le formulaire des Patient », la page Patient s'affiche avec son formulaire. Une fois y accéder, l'utilisateur pourra ajouter des patients via formulaire ou même en supprimer avec le bouton « supprimer » qui supprime une cellule sélectionnée. Dans cette feuille se trouve un bouton de retour qui permet de retourner à la page d'accueil.

2- « Voir le formulaire du diagramme en bâtons de la part des médicaments »

En cliquant sur celui-ci, on pourra accéder en même temps au formulaire et à la feuille du diagramme en bâtons. Dans cette feuille se trouve un bouton de retour qui permet de retourner à la page d'accueil.

3- « Diagramme à secteurs représentant le nombre de personnes par nature d'IMC »

Celui-ci permet d'accéder à la feuille et au formulaire de diagramme à secteurs représentant le nombre de personnes selon la nature de l'IMC. Dans cette feuille se trouve un bouton de retour qui permet de retourner à la page d'accueil.

4- « Cliquer ici pour voir le nuage de points entre poids et tailles

En cliquant sur celui-ci on pourra accéder en même temps au formulaire et à la feuille du nuage de points. Dans cette feuille se trouve un bouton de retour qui permet de retourner à la page d'accueil.